


Anti-Pge 수용체 Ep3 (Ptger3) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P43115

품목 번호: CM0027744



소개

인간 PTGER3 (EP3 수용체)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트에 대한 교차반응성을 보입니다. CamelBio의 신뢰할 수 있는 원료를 통해 프로스타글란딘 신호전달 연구를 탐구하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PGE 수용체 EP3 (PTGER3) Rabbit pAb
비고/별칭	EP3; EP3e; EP3-I; EP3-II; EP3-IV; EP3-VI; PGE2-R; EP3-III; lnc003875; PGE receptor EP3 (PTGER3)
종	인간
GeneID (인간)	5733
GeneID	5733
면역원	인간 PGE 수용체 EP3 (PTGER3) (NP_942009.1)의 아미노산 1-53에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P43115
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백