


Wb용 Anti-Pghs-2 폴리클로날 항체 - P35354

품목 번호: CM0019801



소개

인간 PGHS-2 (COX-2/PTGS2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블랏(Western blot)에 적합합니다. 이 효소는 프로스타노이드 생합성 및 염증 반응에서 중추적인 역할을 합니다. 염증 및 지질 대사 연구에 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PGHS-2 Rabbit pAb
비고/별칭	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
종 반응성	인간 (Human)
GeneID (인간)	5743
면역원	인간 COX2/PTGS2 (P35354)의 아미노산 505-604 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	P35354
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백 (Ice bag)