

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pgk1 Rabbit Polyclonal Antibody - P00558

품목 번호: CM0014254



소개

PGK1(포스포글리세레이트 키나제 1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 해당과정, 미토콘드리아 기능 및 세포 이동 연구용.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PGK1 Rabbit pAb
비고/별칭	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
종	인간
GeneID (Human)	5230
GeneID	5230
면역원	인간 PGK1 (NP_000282.1)의 아미노산 1-417에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00558
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백