

Wb, Ihc, If/Icc, Elisa용 Anti-Pgk2 토끼 다클론 항체 - P07205

품목 번호: CM0015924

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 토끼 다클론 PGK2 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 PGK2(45 kDa)를 검출하며, 정자 운동성에 필수적인 고환 특이적 해당과정 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PGK2 토끼 pAb
비고/별칭	PGKB; PGKPS; HEL-S-272; dJ417L20.2; PGK2
종	인간
GeneID (인간)	5232
GeneID	5232
면역원	인간 PGK2(NP_620061.2)의 아미노산 242-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P07205
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백