

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pgls 다클론 항체 - O95336

품목 번호: CM0028701

소개

인간 6-포스포글루코노락토나아제(PGLS)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 대사 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PGLS 토끼 pAb
비고/별칭	6PGL; HEL-S-304; PGLS
종	인간
유전자ID	25796
면역원	인간 PGLS (NP_036220.1)의 아미노산 1-258에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95336
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스백