

Wb, Elisa용 항-Pglyrp2 다클론 항체 - Q96Pd5

품목 번호: CM0021071

소개

인간 PGLYRP2(펩티도글리칸 인식 단백질 2, PGRP-L)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 펩티도글리칸 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PGLYRP2 토끼 pAb
비고/별칭	tagL; PGRPL; PGRP-L; PGLYRPL; HMFT0141; TAGL-유사; tagL-베타; tagL-알파; PGLYRP2
종	인간
유전자 ID (인간)	114770
유전자 ID	114770
면역원	합성 펩티드 (인간 PGLYRP2 (NP_443122.3)의 아미노산 300-400 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩티드)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q96PD5
단백질 분자량	62kDa
배송 방식	아이스백