

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pgm1 Rabbit Monoclonal Antibody - P36871

품목 번호: CM0003322



소개

인간 PGM1에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 PGM1과 반응함; 관찰된 분자량 ~61kDa. 포도당 대사 및 글리코겐 저장 질환 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PGM1 Rabbit mAb
비고/별칭	CDGIT; GSD14; PGM1
종	인간
유전자 ID (인간)	5236
면역원	인간 PGM1 (NP_002624.2)의 아미노산 465-562에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	래빗
카테고리	모노클로날 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P36871
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백