

Wb, Elisa용 항-Pgm2 토끼 다클론 항체 - Q96G03

품목 번호: CM0015217

소개

PGM2 토끼 다클론 항체는 인간 PGM2에 대해 토끼에서 생성된 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 뉴클레오티드 대사에 중요한 포스포펜토뮤테이스인 인간 및 마우스 PGM2를 검출합니다. 얼음 포장으로 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PGM2 토끼 pAb
비고/별칭	MSTP006; PGM2
종	인간
유전자 ID (인간)	55276
유전자 ID	55276
면역원	인간 PGM2 (NP_060760.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96G03
단백질 분자량	68kDa
배송 방식	아이스 팩