


Anti-Pgp9.5/Uchl1 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - P09936

품목 번호: CM0018096



소개

PGP9.5/UCHL1 (UniProt P09936)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용에 적합합니다. 신경퇴행성 질환 및 단백질 항상성에 관여하는 주요 탈유비퀴틴화효소인 인간 및 마우스 UCHL1과 교차반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PGP9.5/UCHL1 Rabbit pAb
비고/별칭	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
종	인간
GeneID (Human)	7345
GeneID	7345
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P09936
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백