

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pgp9.5/Uchl1 폴리클로날 항체 - P09936

품목 번호: CM0021729



소개

인간 PGP9.5/UCHL1 (유비퀴틴 카르복실 말단 가수분해 효소 이소자임 L1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 단백질 분해 및 신경 기능의 핵심적인 테우비퀴티네이즈입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경과학 및 신경 퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PGP9.5/UCHL1 Rabbit pAb
비고/별칭	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
종	Human
GeneID (인간)	7345
GeneID	7345
면역원	인간 PGP95/UCHL1 (NP_004172.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P09936
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스 팩