


Anti-Pgp9.5/Uchl1 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, If-F, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P09936

품목 번호: CM0003461



소개

인간 PGP9.5/UCHL1 (SWISS P09936)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트, 원숭이와 교차 반응합니다. 신경 퇴행 및 유비퀴틴 경로 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PGP9.5/UCHL1 토끼 mAb
비고/별칭	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
종	인간
GeneID (인간)	7345
GeneID	7345
면역원	인간 PGP9.5/UCHL1 (NP_004172.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 원숭이
SWISS	P09936
단백질 분자량	25 kDa
배송	아이스 팩