


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pgrmc1 다클론 항체 - O00264

품목 번호: CM0028362



소개

인간 PGRMC1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트에서 내인성 수준을 검출합니다. 프로게스테론 신호전달 및 헴 항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PGRMC1 토끼 pAb
비고/별칭	IZA; MPR; Dap1; HPR6.6; PGRMC1
종	인간
유전자ID (인간)	10857
유전자ID	10857
면역원	인간 PGRMC1 (NP_006658.1)의 아미노산 44-195에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00264
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스 팩