


## Wb, Elisa용 항-Phactr1 다클론 항체 - Q9C0D0

품목 번호: CM0023140



### 소개

CamelBio는 WB 및 ELISA용 토끼 유래 항-PHACTR1 다클론 항체를 제공합니다. 세포 운동성과 세포골격 조직에 관여하는 포스파타제 액틴 조절 단백질인 인간, 마우스, 래트 PHACTR1을 인식합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | PHACTR1 토끼 pAb                                                              |
| 비고/별칭      | RPEL; DEE70; RPEL1; EIEE70; dJ257A7.2; PHACTR1                              |
| 종          | 인간                                                                          |
| 유전자ID (인간) | 221692                                                                      |
| 유전자ID      | 221692                                                                      |
| 면역원        | 재조합 단백질 인간 PHACTR1(NP_112210.1)의 아미노산 154-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 공급원        | 토끼                                                                          |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                                      |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                                   |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                                 |
| SWISS      | Q9C0D0                                                                      |
| 단백질 분자량    | 66kDa                                                                       |
| 배송 방식      | 아이스팩                                                                        |