

Wb, Elisa용 항-Phc1 토끼 다클론 항체 - P78364

품목 번호: CM0024879



소개

인간 PHC1(EDR1, HPH1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. PHC1은 염색질 억제 및 발달 유전자 조절에 관여하는 PRC1 복합체 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PHC1 토끼 pAb
비고/별칭	EDR1; HPH1; RAE28; MCPH1; PHC1
종	인간
유전자ID (인간)	1911
유전자ID	1911
면역원	인간 PHC1(NP_004417.2)의 아미노산 750-940에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P78364
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스 팩