

Wb 및 Elisa용 Anti-Phc2 다클론 항체 - Q8Ixx0

품목 번호: CM0016525

소개

PHC2 Rabbit pAb는 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 다클론 항체로, 유전자 침묵화에 관여하는 PRC1 구성 요소인 인간 polyhomeotic-like protein 2를 표적으로 합니다. 염색질 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	PHC2 Rabbit pAb
비고/별칭	PH2; EDR2; HPH2; PHC2
종	인간
유전자 ID	1912
면역원	인간 PHC2(NP_004418.2)의 250-323번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8IXK0
단백질 분자량	91kDa
배송	얼음 팩