


Anti-Phc3 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q8Ndx5

품목 번호: CM0028748



소개

인간 PHC3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 폴리콤 그룹 단백질 및 크로마틴 리모델링 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PHC3 토끼 pAb
비고/별칭	EDR3; HPH3; PHC3
종	인간
유전자ID (인간)	80012
유전자ID	80012
면역원	인간 PHC3 (NP_079223.3)의 아미노산 100-300번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NDX5
단백질 분자량	106kDa
배송 방법	아이스 팩