


Anti-Phc3 토끼 다클로날 항체 (If/Icc, Elisa용) - Q8Ndx5

품목 번호: CM0017458



소개

인간 PHC3에 대한 토끼 다클로날 항체로, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 후성유전학 및 발생생물학 연구를 위해 PRC1 복합체의 구성 요소인 polyhomeotic-like 단백질 3을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PHC3 Rabbit pAb
비고/별칭	EDR3, HPH3, PHC3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	80012
GeneID	80012
항원(Immunogen)	인간 PHC3 (NP_079223.3)의 아미노산 100-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q8NDX5
단백질 분자량	106kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)