


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Phd2/Egln1 다클론 항체 - Q9Gzt9

품목 번호: CM0018045



소개

인간 PHD2/EGLN1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 PHD2/EGLN1을 검출합니다. 저산소증 및 혈관신생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PHD2/EGLN1 토끼 pAb
비고/별칭	HPH2; PHD2; SM20; ECT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; Clorf12; HIF-PH2; PHD2/EGLN1
종	인간
GeneID (인간)	54583
GeneID	54583
면역원	인간 PHD2/EGLN1 (NP_071334.1)의 아미노산 1-426에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9GZT9
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백