

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Phd3 토끼 다클론 항체 - Q9H6Z9

품목 번호: CM0030251

소개

인간 PHD3/EGLN3 (Q9H6Z9)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 저산소증, 세포 사멸, 강철증 및 DNA 손상 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PHD3 토끼 pAb
비고/별칭	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
종	인간
유전자 ID (인간)	112399
면역원	합성 펩타이드 인간 PHD3 (NP_071356.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9H6Z9
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백