

Wb, Elisa용 Anti-Phf1 Rabbit Polyclonal Antibody - O43189

품목 번호: CM0027630



소개

Western blot 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-PHF1 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스 및 랫드 PHF1을 검출합니다. 염색질 연구, DNA 손상 반응 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PHF1 Rabbit pAb
비고/별칭	PCL1; PHF2; hPHF1; MTF2L2; TDRD19C; PHF1
종	인간
GeneID (인간)	5252
GeneID	5252
면역원	인간 PHF1 (NP_077084.1)의 아미노산 1-260에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O43189
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백