

Anti-Phf11 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q9Uil8

품목 번호: CM0026311

소개

Th1 사이토카인 조절자인 PHD finger protein 11의 검출을 위한 PHF11 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PHF11 Rabbit pAb
비고/별칭	APY; BCAP; IGEL; IGER; IGHF; NYREN34; NY-REN-34; PHF11
종	인간
유전자 ID (인간)	51131
유전자 ID	51131
면역원	인간 PHF11 (NP_001035533.1)의 아미노산 1-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UIL8
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백