

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Phf19 폴리클로날 항체 - Q5T6S3

품목 번호: CM0028611



소개

PHF19/PCL3를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 PHF19를 검출합니다. 폴리콤 억제, H3K36me3 인식 및 암 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PHF19 Rabbit pAb
비고/별칭	PCL3; MTF2L1; TDRD19B; PHF19
종	인간
GeneID (인간)	26147
GeneID	26147
면역원	인간 PHF19 (NP_001009936.1)의 아미노산 1-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q5T6S3
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백