

Anti-Phf21B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb & Elisa - Q96Ek2

품목 번호: CM0028472

소개

PHF21B(PHF4, BHC80L)를 표적하는 토끼 폴리클론 항체로, 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 염색체 생물학 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PHF21B Rabbit pAb
비고/별칭	PHF4; BHC80L; PHF21B
종	인간
GeneID (Human)	112885
면역원	인간 PHF21B (NP_612424.1)의 아미노산 322-531에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q96EK2
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백