


Wb, Elisa용 Anti-Phf8 단일클론 항체 - Q9Upp1

품목 번호: CM0002912



소개

PHF8(KDM7B), 히스톤 라이신 디메틸라제에 대한 토끼 단일클론 항체로, 인간 및 마우스 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 후성유전학 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PHF8 Rabbit mAb
비고/별칭	KDM7B; JHDM1F; MRXSSD; ZNF422; PHF8
종	인간
GeneID (인간)	23133
GeneID	23133
면역원	합성 펩타이드 인간 PHF8 (Q9UPP1)의 아미노산 800-900에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UPP1
단백질 분자량	118kDa
배송	아이스백