

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Phgdh 토끼 다클론 항체 - O43175

품목 번호: CM0017947



소개

세린 생합성의 핵심 효소인 PHGDH를 인식하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐에서 WB, IF/ICC, IP, ELISA로 검증되었습니다. 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PHGDH 토끼 pAb
비고/별칭	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
종	사람
유전자 ID (사람)	26227
유전자 ID	26227
면역원	사람 PHGDH (NP_006614.2)의 아미노산 264-533에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	O43175
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스백