


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Phip 폴리클로날 항체 - Q8Wwq0

품목 번호: CM0024788



### 소개

인간 PHIP (PH-interacting protein)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 인슐린 신호 전달 및 세포 증식 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PHIP Rabbit pAb                                                 |
| 비고/별칭       | ndrp; BRWD2; DIDOD; WDR11; DCAF14; CHUJANS; PHIP                |
| 종           | 인간(Human)                                                       |
| GeneID (인간) | 55023                                                           |
| GeneID      | 55023                                                           |
| 면역원         | 인간 PHIP (NP_060404.3)의 아미노산 1542-1821에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                              |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체                                                        |
| 애플리케이션      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                        |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse)                                           |
| SWISS       | Q8WWQ0                                                          |
| 단백질 분자량     | 207kDa                                                          |
| 배송          | 아이스 백(Ice bag)                                                  |