


## Wb, Elisa용 Anti-Phka1 폴리클로날 항체 - P46020

품목 번호: CM0021552



### 소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 PHKA1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 인산화효소 b 키나아제 조절 소단위 알파를 인식하며, 글리코겐 대사 및 근육 질환 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | PHKA1 Rabbit pAb                                                  |
| 비고/별칭   | PHKA; PHKA1                                                       |
| 종       | Human                                                             |
| GeneID  | 5255                                                              |
| 면역원     | 인간 PHKA1 (NP_001116142.1)의 아미노산 600-820에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원     | Rabbit                                                            |
| 카테고리    | Polyclonal Antibodies                                             |
| 애플리케이션  | WB, ELISA                                                         |
| 교차 반응성  | Human, Mouse                                                      |
| SWISS   | P46020                                                            |
| 단백질 분자량 | 137kDa                                                            |
| 배송      | 아이스백                                                              |