


Wb, Elisa용 Anti-Phkb 폴리클로날 항체 - Q93100

품목 번호: CM0026054



소개

인간 PHKB(포스포릴레이스 b 키나제의 조절 서브유닛 베타)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 글리코젠 대사 및 관련 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PHKB Rabbit pAb
비고/별칭	PHKB
종	인간
유전자 ID (인간)	5257
유전자 ID	5257
면역원	재조합 단백질; 인간 PHKB (NP_000284.1)의 아미노산 854-1093 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q93100
단백질 분자량	125kDa
배송	아이스백