


Anti-Phkg2 토끼 다클론 항체, Wb·elisa 용도 - P15735

품목 번호: CM0014508



소개

글리코젠 분해에 관여하는 포스포릴레이스 b 키나아제의 촉매 서브유닛인 인간 PHKG2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 인간, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 예상 밴드 크기는 약 46 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	PHKG2 토끼 pAb
비고/별칭	GSD9C; PHKG2
종	인간
유전자 ID (인간)	5261
유전자 ID	5261
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P15735
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스 팩