


Anti-Phkg2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P15735

품목 번호: CM0025716



소개

인간 PHKG2 (phosphorylase b kinase gamma 2)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 글리코겐 분해 및 GSD 제IX형 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PHKG2 Rabbit pAb
비고/별칭	GSD9C; PHKG2
종	Human
GeneID (Human)	5261
GeneID	5261
면역원	인간 PHKG2 (NP_000285.1)의 아미노산 237-406에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P15735
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백