

Anti-Phlda2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q53Ga4

품목 번호: CM0030346

소개

PHLDA2 (IPL/TSSC3)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 사람 및 마우스의 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 태반 성장, 유전자 각인(imprinted gene), 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PHLDA2 Rabbit pAb
비고/별칭	IPL; BRW1C; BWR1C; HLDA2; TSSC3; PHLDA2
종	사람, 마우스
GeneID (사람)	7262
GeneID	7262
면역원	사람 PHLDA2 (NP_003302.1)의 아미노산 1-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q53GA4
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백