

Anti-Phlpp1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - O60346

품목 번호: CM0025054

소개

PHLPP1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 사람, 생쥐 및 래트 PHLPP1을 인식합니다. 세포자멸사, 종양 억제 및 일주기 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PHLPP1 토끼 pAb
비고/별칭	SCOP; PHLPP; PPM3A; PLEKHE1; PHLPP1
종	사람
GeneID (사람)	23239
GeneID	23239
면역원	사람 PHLPP1 (NP_919431.2)의 아미노산 1160-1428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 래트
SWISS	O60346
단백질 분자량	185kDa
배송	아이스백