

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Phlpp2 다클론 항체 - Q6Zvd8

품목 번호: CM0020597

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 PHLPP2(PHLPP-like)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 표적 단백질은 Akt 및 PKC 신호를 조절하는 종양 억제인산가수분해효소로, 세포사멸 및 증식에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PHLPP2 토끼 pAb
비고/별칭	PPM3B; PHLPL; PHLPP2
종	인간
유전자 ID(인간)	23035
유전자 ID	23035
면역원	인간 PHLPP2(NP_055835.2)의 아미노산 1250-1323 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
면역원 출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q6ZVD8
단백질 분자량	147kDa
배송	아이스팩