

Anti-Phospho-Akt-S473 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

품목 번호: CM0001927



소개

세린 473에서 인산화된 AKT1/AKT2/AKT3에 대한 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포사멸, 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-Akt-S473 Rabbit mAb
비고/별칭	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
종	인간
GeneID (인간)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
면역원	합성 펩타이드; 인간 AKT1 (NP_005154.2)의 S473 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
단백질 분자량	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
배송	아이스백