

Wb, Elisa용 항인 T308 인산화 Akt 토끼 단클론 항체 - P31749 / P31751 / Q9Y243

품목 번호: CM0000931



소개

WB 및 ELISA용 고특이성 인산화 Akt-T308 토끼 단클론 항체입니다. T308에서 인산화된 인간 Akt1/2/3를 인식하며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 암 및 대사 연구에서 PI3K/Akt 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화 Akt-T308 토끼 단클론 항체
비고/별칭	AKT1/AKT2/AKT3; 인산화 Akt-T308
종	인간
유전자 ID (인간)	207/208/10000
유전자 ID	207/208/10000
면역원	합성 펩타이드 인간 Akt (NP_005154.2)의 T308 주변 합성 인산화 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	마우스, 래트
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
단백질 분자량	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
배송	아이스팩