

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Phospho-Akt1-S473 단클론 항체 - P31749

품목 번호: CM0001091



소개

Ser473 (P31749)에서 인산화된 Akt1에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 암 및 대사 연구에서 Akt 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-AKT-S473 Rabbit mAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	207
GeneID	207
항원(Immunogen)	사람 Akt1 (P31749)의 S473 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P31749
단백질 분자량	56kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)