

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 항인산화 Akt1 (Ser473) 토끼 다클론 항체 - P31749

품목 번호: CM0001196



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인산화 AKT1 (Ser473) 토끼 다클론 항체입니다. Ser473에서 인산화된 인간, 마우스 및 랫트 AKT1을 검출합니다. 암, 대사 및 세포 생존에서 AKT 신호 연구에 적합하며, 면역화된 토끼에서 공급됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 AKT1-S473 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
종	인간
유전자ID (인간)	207
유전자ID	207
면역원	합성 펩티드; 인간 Akt1 (NP_005154.2)의 S473 주변의 합성 인산화 펩티드
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P31749
단백질 분자량	56kDa
배송 방법	아이스 팩