

## Anti-포스포-Akt1-T308 토끼 다클론 항체, Wb·ihc-P·elisa용 - P31749

품목 번호: CM0001741



### 소개

Thr-308 위치에서 인산화된 AKT1을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 생쥐, 쥐의 AKT1을 인식하며 암 및 대사 연구에서 PI3K/AKT 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명         | 포스포-AKT1-T308 토끼 pAb                                      |
| 비고/별칭       | AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; 포스포-AKT1-T308 |
| 종           | 인간                                                        |
| GeneID (인간) | 207                                                       |
| GeneID      | 207                                                       |
| 면역원         | 합성 펩타이드 - 인간 AKT (NP_005154.2)의 T308 부위 주변 합성 인산화 펩타이드    |
| 기원          | 토끼                                                        |
| 카테고리        | 인산화 항체                                                    |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                          |
| 교차 반응성      | 인간, 생쥐, 쥐                                                 |
| SWISS       | P31749                                                    |
| 단백질 분자량     | 56kDa                                                     |
| 배송          | 아이스백                                                      |