

Anti-Phospho-Akt1 (Thr450) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P31749

품목 번호: CM0000577



소개

Thr450에서 인산화된 AKT1을 인식하는 인산 특이적 토끼 다클로날 항체로, 사람 및 마우스의 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 암, 대사, 세포 생존에서의 AKT 신호 전달을 연구하는 데 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-AKT1-T450 Rabbit pAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T450
종	사람(Human)
GeneID (사람)	207
GeneID	207
면역원	사람 Akt1 (NP_005154.2)의 T450 부근 합인 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P31749
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 백(Ice bag)