


Wb, Elisa용 Anti-Phospho-Alox5-S271 폴리클로날 항체 - P09917

품목 번호: CM0001771



소개

세린 271에서 인산화된 인간 ALOX5에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체로, 백혈트리엔 생합성 및 염증성 질환 연구의 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ALOX5-S271 Rabbit pAb
비고/별칭	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; Phospho-ALOX5-S271
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	240
유전자 ID	240
면역원	인간 ALOX5 (NP_000689.1)의 S271 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P09917
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스 백(Ice bag)