

Anti-Phospho-Ampka1/Ampka2-T183/T172 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13131 / P54646

품목 번호: CM0001493



소개

Thr183/Thr172에서 인산화된 AMPKα1/α2에 대한 인산화 특이적 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에 적합. 인간, 마우스, 래트 AMPK 검출. 에너지 대사 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-AMPKα1/AMPKα2-T183/T172 Rabbit pAb
비고/별칭	AMPKα1/AMPKα2; Phospho-AMPKα1/AMPKα2-T183/T172
종	인간
GeneID (Human)	5562/5563
GeneID	5562/5563
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13131/P54646
단백질 분자량	64kDa/65kDa/62kDa
배송	아이스백