

Anti-Phospho-Atf2 (T69/T71) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

품목 번호: CM0000897



소개

인간 ATF2의 Thr69/Thr71 인산화 부위를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. DNA 손상 반응, 세포자멸사 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ATF2-T69/71 Rabbit pAb
비고/별칭	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T69/71
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1386
면역원	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P15336
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백(Ice bag)