

Wb 및 Elisa용 항인 Phospho-Atm (S1981) 토끼 다클론 항체 - Q13315

품목 번호: CM0001396



소개

Ser1981에서 인산화된 ATM에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 시료에서 WB와 ELISA로 검증되었습니다. DNA 손상 신호전달 및 세포주기 체크포인트 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-ATM-S1981 토끼 pAb
비고/별칭	ATI; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TELO1; Phospho-ATM-S1981
종	인간
유전자 ID (인간)	472
유전자 ID	472
면역원	인간 ATM S1981 주변의 합성 인산화 펩타이드 (NP_000042.3)
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13315
단백질 분자량	351 kDa
배송	아이스 팩