


Anti-Phospho-Aurka-T288/Aurkb-T232/Aurkc-T198 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O14965 / Q96Gd4 / Q9Uqb9

품목 번호: CM0000808



소개

AURKA(T288), AURKB(T232), AURKC(T198)를 인식하는 포스포-특이적 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯팅과 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 쥐 샘플과 반응합니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198 Rabbit pAb
비고/별칭	AURKA/AURKB/AURKC; Phospho-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198
종	인간
GeneID (인간)	6790/9212/6795
GeneID	6790/9212/6795
면역원	인간 AURKA (NP_003591.2)의 T288 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O14965/Q96GD4/Q9UQB9
배송	아이스팩