


Anti-Phospho-Axl (Y702) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P30530

품목 번호: CM0001926



소개

Tyr702에서 인산화된 인간 Axl을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. Axl 키나제 신호 전달, 세포 생존 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Axl-Y702 Rabbit mAb
비고/별칭	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Phospho-Axl-Y702
종	Human
GeneID	558 (Human)
면역원	인간 Axl (NP_068713.2)의 Y702 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P30530
단백질 분자량	98 kDa
배송	아이스 팩