

Anti-Phospho-B-Raf (T401) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P15056

품목 번호: CM0001347



소개

Thr401에서 인산화된 B-Raf를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. 쥐 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에 적합합니다. MAP 키나제 신호 전달 및 발암 경로를 연구하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-B-Raf-T401 Rabbit mAb
비고/별칭	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-T401
종	인간
GeneID (인간)	673
GeneID	673
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P15056
단백질 무게	84kDa
배송	아이스백