


Wb 및 Elisa용 Anti-Phospho-Bad-S112 토끼 단일클론 항체 - Q92934

품목 번호: CM0000978



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Phospho-Bad-S112 토끼 단일클론 항체로, 인간 및 마우스의 세린 112에서 인산화된 Bad를 검출합니다. 18 kDa. 세포 사멸 연구에 이상적입니다. 원스톱 IVD 원자재 공급업체인 CamelBio에서 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Bad-S112 Rabbit mAb
비고/별칭	BBC2; BCL2L8; Phospho-Bad-S112
종	Human
유전자 ID (인간)	572
유전자 ID	572
면역원	합성 펩타이드: 인간 BAD (Q92934)의 S112 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q92934
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩