

Wb용 항인 Phospho-Bcar1(Y410) 다클론 항체 - P56945

품목 번호: CM0001193



소개

티로신 410 위치에서 인산화된 BCAR1에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 시료에서 WB와 ELISA로 검증되었으며 세포 접착 및 이동 신호 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	Phospho-BCAR1-Y410 토끼 pAb
비고/별칭	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; PI30Cas; Phospho-BCAR1-Y410
종	인간
GeneID (인간)	9564
GeneID	9564
면역원	합성 펩타이드 인간 BCAR1(NP_055382.2?)의 Y410 주변에 위치한 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P56945
단백질 분자량	93kDa
배송 방식	아이스 팩