

항인산화 Bcl-2-S70 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P10415

품목 번호: CM0000807



소개

인산화 Bcl-2(Ser70)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었으며 인 랫트 Bcl-2와 반응합니다. 세포사멸, 자가포식 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 Bcl-2-S70 토끼 다클론 항체
비고/별칭	Bcl-2; PPP1R50; 인산화 Bcl-2-S70
종	인간
유전자 ID	596
면역원	합성 펩타이드: 인간 Bcl-2(NP_000624.2)의 S70 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	P10415
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스 팩