

Anti-Phospho-Bcl-2 (Thr56) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P10415

품목 번호: CM0001400



소개

인산화된 Bcl-2 (Thr56)에 특이적인 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA를 통해 인간, 마우스, 쥐 샘플에서 내인성 수준을 검출합니다. 세포자멸사 및 자가포식 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Bcl-2-T56 Rabbit pAb
비고/별칭	Bcl-2; PPP1R50; Phospho-Bcl-2-T56
종	인간
유전자 ID (인간)	596
유전자 ID	596
면역원	인간 Bcl-2 (NP_000624.2)의 T56 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P10415
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백